

1. Les vidages avec Logi-stock

1.1. Fonctionnement du vidage avec Logi-stock

Le vidage consiste à scanner les produits, les envoyer par Wi-Fi et les intégrer à votre logiciel de gestion.

Vous pouvez l'utiliser pour la réception de commande, les challenges, la gestion des prix de vente, les étiquettes électroniques, le portefeuille de produits, les factures commerciales, confrères et la gestion des marges compensées.

1.2. Accès aux vidages

Depuis le menu, appuyer sur [Etiquettes] ou [Smart Rx] en fonction de l'utilisation finale de la liste dans le logiciel.



1.3. Création de la liste

Dans la page Lister et Vider les produits vont pouvoir être scannés en rafale, ou un à un avec la saisie de la quantité produit par produit. Un ajout par libellé est également possible avec l'utilisation de la loupe .

Les produits inconnus sont détectés.




Produit inconnu

08415165

[Voir Détail](#)

1

Les produits sérialisables sont détectés, si le Datamatrix n'est pas scanné et que votre paramétrage de sérialisation est positionné sur **Vérification en réception de commande**. Une alerte visuelle et sonore est émise, il propose de scanner le Datamatrix.



Accès au paramétrage de la sérialisation :

Depuis les menus Divers / Paramétrage / Paramétrage / Configurations / Sérialisation / Paramétrage.



PARAMÉTRAGE SÉRIALISATION ÉTAT DU TRAITEMENT DES TRANSACTIONS : **ACTIVÉ** ?

Termes et conditions d'utilisation de la sérialisation

Termes et conditions générales de la sérialisation  version 20001 validée **LIRE ET ACCEPTER**

Paramétrage de l'appel

☐ Aucun appel en réception de commande

Pas d'appel sérialisation en réception de commande.
Les boîtes sont désactivées au cours de la vente.

☒ Vérification en réception de commande

Les boîtes sont vérifiées en réception de commande pour anticiper les rejets.
Elles sont désactivées au cours de la vente.

☐ Décommissionnement en réception de commande

Les boîtes sont vérifiées et désactivées pendant la réception de commande.
La désactivation pourra être annulée uniquement sous un délai de 10 jours.
Aucun retour fournisseur ne sera possible passé ce délai.

La présence de pictogramme vous informe sur le produit scanné

-  : le produit est promis. Le nombre à l'intérieur du rond jaune correspond à la quantité promise.
-  : le produit est un stupéfiant.

Figure 1. Exemple de stupéfiant avec une quantité promise

MORPHINE 10MG/ML

LAV AMP 1ML 10


3400934021305

Quantité en stock : -1 + 0 ut



Les actions sur la liste

- L'ajout d'un produit, avec le bouton .
- La suppression d'un produit, avec un swipe (glisser) de droite à gauche.



- Le cumul des quantités :

En mode rafale sur un même produit la quantité s'incrémente dans la pop-up.

Si un produit est scanné plusieurs fois pendant la création de la liste les quantités sont cumulées automatiquement.

- Le tri, avec le bouton .
- La recherche par Datamatrix d'un produit dans la liste, avec le bouton .
- La visualisation du détail des codes produits scannés avec les quantités associées, avec le bouton **Voir Détail**.

ACTRAPID PENFILL 100UI/ML CART3ML5
3400936118270

Voir Détail

2

- Le bouton apporte les informations récupérées par la lecture du Datamatrix des boîtes scannées.

La quantité totale est également affichée.




- L'accès à la fiche produit.

Un appui sur le libellé ouvre l'onglet Produit de la fiche produit.

Pour retourner sur la liste, un appui sur la flèche retour  est nécessaire.

- La mise en attente.

Un appui sur la flèche pour sortir propose de conserver la liste.



- La consultation de la liste.

A tout moment pendant la saisie de la liste, une visualisation de celle-ci est possible avec le bouton [FIN-RETOUR À LA LISTE](#).


- La reprise d'une liste.

Pour la reprendre, retourner sur le menu **Vider** et le bouton **[Smart Rx]** ou **[Etiquettes]**.


➡ La liste en cours s'affiche.

- L'abandon d'une liste.

Un appui sur la flèche retour , propose d'abandonner la liste.




- L'envoi au logiciel correspondant au besoin.



La création d'une liste depuis une zone sans Wifi fonctionne. Son mode est dégradé, le libellé, les différents pictogrammes, la quantité en stock, l'alerte de sérialisation du produit ne remontent pas.

Procédure 1. Créer une liste Smart Rx

1. Depuis l'écran principal de Logi-stock, appuyer sur **Smart Rx**.
2. Ajouter les produits un à un (appel du produit par libellé et CIP ou par scan du Datamatrix) avec saisie de la quantité manuellement ou l'utilisation du plus et du moins.




ou

Scanner les produits en rafale, les quantités seront cumulées.




Le scan du produit suivant valide la quantité du produit précédent.

3. Sur le dernier produit scanné, cliquer sur le bouton [FIN-RETOUR À LA LISTE](#).
4. Appuyer sur le bouton **[ENVOYER]**.
 - ➡ Dans le cas où certains produits de la liste seraient promis, un récapitulatif des promis s'affiche.



5. Si il y a des promis appuyer de nouveau sur le bouton **[ENVOYER]**.

➡ Une authentication est demandée.



6. Renseigner votre identifiant et votre mot de passe.

7. Puis cliquer sur le bouton **[ENVOYER]**.

➡ Le message "Envoi effectué vers Smart Rx" s'affiche.

1.4. Vidage en Wi-Fi : Réception de commande avec Logi-stock



1.4.1. Scan des produits avec Logi-stock

La fonction de vidage est disponible depuis le menu principal de Logi-stock.

Le scan des produits peut être réalisé dans une zone sans couverture Wi-Fi, mais l'envoi des données devra être réalisé dans une zone connectée au Wi-Fi.

Procédure 2. Réceptionner les commandes avec Logi-stock


1. Depuis l'écran principal de Logi-stock, appuyer sur **Smart Rx**.



2. Scanner les produits un par un. Pour chaque produit : modifier la quantité si besoin et appuyer sur **[VALIDER]**.


➡ La liste des produits scannés s'affiche en bas de l'écran.

Figure 2. Scan des produits pour vidage



Affichage des produits déjà scannés

Le bouton **FIN-RETOUR À LA LISTE** permet d'afficher les produits déjà scannés.




Pour continuer la liste, scanner une nouvelle boîte ou appuyer sur le bouton **+** pour une saisie manuelle.

3. Une fois tous les produits scannés, valider sur la dernière quantité et appuyer sur  .
4. Appuyer sur le bouton **[ENVOYER]**.
5. Saisir votre nom utilisateur et votre mot de passe (code vendeur et mot de passe utilisés dans votre logiciel de gestion) et appuyer sur **[ENVOYER]** .

Figure 3. Saisie des identifiants pour envoi des données en Wi-Fi



6. Réceptionner ensuite la commande dans le logiciel de gestion :
 - a. Dans les menus **Achats / Commandes**, aller dans l'onglet **Commandes en cours** (touches <TAB + O>) .
 - b. Sélectionner la commande et appuyer sur la touche <R> (ou bouton **[Réception]**) ou faire une réception multicommande via la touche <F8> ou faire une fusion de commande et **[R Réception]**.
 - c. Appuyer sur la touche <F1> (**[F1 Produits reçus]**).
 - d. Sélectionner le mode de pointage : lettre <O> "MOBI-STOCK".



⇒ La liste des vidages s'affiche avec le nombre de lignes, la date et heure ainsi que le nom des vendeurs qui ont validé la transmission depuis Logistique.

LISTE DES VIDAGES MOBI-STOCK

Nom vendeur	Date et heure	Nombre de lignes
VENDEUR2	05/08/2020 16:47	3
VENDEUR1	05/08/2020 16:39	1

D Détail du vidage courant ***** Valider la sélection
V Vidage par terminal **H** Historique des vidages

- e. Sélectionner les vidages par la touche <Entrée> et appuyer sur <*> pour valider.

LISTE DES VIDAGES MOBI-STOCK

Nom vendeur	Date et heure	Nombre de lignes
✓ VENDEUR2	05/08/2020 16:47	3
✓ VENDEUR1	05/08/2020 16:39	1

D Détail du vidage courant ***** Valider la sélection
V Vidage par terminal **H** Historique des vidages

- f. Répondre [OUI] pour l'intégration.



QUESTION

Intégration des vidages sélectionnés ?

O OUI N NON

- g. Attendre que tous les produit soient affichés et valider par <*> ou en haut, par le bouton .



Ne pas faire ENTRÉE avant la validation.

- h. Faire la validation des écarts si besoin puis enregistrer la réception.

1.4.2. Récupération des données dans le logiciel de gestion

Le vidage en Wi-Fi est proposé pour plusieurs fonctionnalités de votre logiciel de gestion : en réception de commande, dans les challenges, la gestion des prix de vente, les étiquettes électroniques, le portefeuille de produits, les factures commerciale, confrères et la gestion du multi-tarifs. Il est disponible via les touches **<TAB><I>** ou l'onglet **vIdage**.

Après appel de la fonction de vidage, la liste des vidages Wi-Fi en attente d'intégration dans le logiciel, s'afficheront en priorité.

Sélectionner un ou plusieurs vidages et appuyer sur la touche <*> pour intégrer le contenu du vidage dans le logiciel. Une fois le vidage intégré, il sera automatiquement conservé 7 jours dans le logiciel avant suppression définitive.

Pas de vidage pendant 7 jours



S'il n'y a pas eu de vidage pendant 7 jours et qu'il n'y avait plus de vidage en cours, il n'y a plus le bouton Mobistock.

Il faut d'abord faire le vidage depuis Logi-stock.

Figure 4. Liste des vidages Mobistock et Logi-stock

[illegible]

L'icône  s'affiche si un code produit n'a pas été reconnu lors du scan des produits par le terminal d'inventaire.

- **V** Vidage par terminal : permet de sélectionner un autre matériel pour faire le vidage (Scanner ou terminal d'inventaire non connecté en WiFi).

1.5. L'édition des produits scannés pour réapprovisionnement

1.5.1. Objectif de l'édition des produits scannés


Cette fonctionnalité permet de visualiser et/ou imprimer la liste des produits à réapprovisionner triée en fonction de certains critères.

Dans le rayon, vous scannez les produits à réapprovisionner en indiquant la quantité souhaitée, puis vous videz la liste des produits pour la récupérer dans le logiciel de gestion.

1.5.2. Vidage des produits scannés pour visualisation de la liste

Procédure 3. Scanner les produits à réapprovisionner et les récupérer dans le logiciel

1. Dans l'application Logi-stock, aller dans le menu **Smart Rx**.



2. Scanner chaque produit et indiquer la quantité à réapprovisionner.
3. Valider la quantité pour chaque produit.
4. Enregistrer les saisies pour réaliser le vidage et envoyer les données.
5. Dans le logiciel de gestion, aller dans les menus **Achats / Vidage terminal d'inventaire** (touches <A>, puis <V>).
6. Si besoin, sélectionner "MOBI-STOCK" comme terminal d'inventaire et valider.
 - ➡ La liste des vidages réalisés avec Logistique s'affiche.

Figure 6. Liste des vidages Logi-stock

LISTE DES VIDAGES MOBI-STOCK			
	Nom vendeur	Date et heure	Nombre de lignes
	Vendeur 1	15/02/2019 10:31	4
	Vendeur 1	15/02/2019 10:29	1

D
Détail du vidage courant

V
Vidage par terminal

Valider la sélection

H
Historique des vidages

- Appuyer sur la touche **<Echap>** pour revenir à la liste des vidages.

Figure 7. Liste des produits d'un vidage Logi-stock

Page 19 sur 26

1.5.3. Intégration des vidages dans le logiciel de gestion

Procédure 4. Intégrer les vidages Logi-stock

1. Depuis la liste des vidages, sélectionner les vidages à intégrer et appuyer sur la touche <*>.

Figure 8. Intégration des vidages Logi-stock

The screenshot displays a software interface for managing stock transfers. At the top, a dark header bar contains the text "LISTE DES VIDAGES MOBI-STOCK". Below this is a table with three columns: "Nom vendeur", "Date et heure", and "Nombre de lignes". The table contains two rows of data, both for "Vendeur 1", with timestamps "15/02/2019 10:31" and "15/02/2019 10:29", and line counts "4" and "1" respectively. Each row has a checkmark in the first column. Below the table, a modal dialog box titled "QUESTION" is open. It asks "Intégration des vidages sélectionnés ?" with a question mark icon. There are two large green buttons: "O OUI" and "N NON". At the bottom of the interface, there are three buttons: "D Dé", "V Vidage par terminal", and "H Histonque des vidages".

	Nom vendeur	Date et heure	Nombre de lignes
✓	Vendeur 1	15/02/2019 10:31	4
✓	Vendeur 1	15/02/2019 10:29	1

QUESTION

⓪ Intégration des vidages sélectionnés ?

O OUI **N NON**

D Dé **V** Vidage par terminal **H** Histonque des vidages

2. Appuyer sur la touche **<O>** pour confirmer l'intégration des vidages (ou cliquer sur **[Oui]**).
 - ➔ La liste des produits à réapprovisionner s'affiche, triée par défaut par le libellé des produits.

Figure 9. Liste des produits à réapprovisionner

[illegible]

1.5.4. Tri et impression de la liste des produits scannés

Les produits peuvent être triés selon les critères suivants :

- Tri par code géographique : appuyer sur la touche <G>.
- Tri par fournisseur : appuyer sur la touche <F>.
- Tri par gamme : appuyer sur la touche <E>.
- Tri par libellé : appuyer sur la touche <L>.

Pour imprimer la liste avec le tri choisi, appuyer sur la touche <I> ([I Imprimer liste]).

1.5.5. Historique des vidages

Les vidages intégrés peuvent être retrouvés dans l'historique des vidages : depuis la liste des vidages, appuyer sur la touche <H> ([H Historique des vidages]).

1.6. Vidage des produits via Logi-stock pour récupération dans Smart Rx Étiquettes

Il est possible de scanner les produits avec un terminal d'inventaire Logi-stock et de récupérer la liste dans Smart Rx Étiquettes.

La liste des produits scannés peut être récupérée :

- soit directement dans Smart Rx Etiquette via une connexion Wi-Fi.
- soit via le logiciel Smart Rx en vidant la liste des produits dans Smart Rx, puis la récupérer dans Smart Rx Étiquettes.

1.6.1. Vidage des produits en Wi-Fi vers Smart Rx Étiquettes

Procédure 5. Vider les produits vers Smart Rx Étiquettes

1. Depuis l'écran principal de Logi-stock, appuyer sur **Étiquettes**.



2. Scanner les produits un par un. Pour chaque produit : modifier la quantité si besoin et appuyer sur **[VALIDER]**.

La quantité correspond au nombre d'étiquettes souhaité.

➡ La liste des produits scannés s'affiche en bas de l'écran.


Figure 10. Scan des produits pour vidage vers Smart Rx Étiquettes



3. Une fois tous les produits scannés, valider sur la dernière quantité et appuyer sur **FIN-RETOUR À LA LISTE**.

4. Appuyer sur le bouton [ENVOYER].
5. Saisir votre nom utilisateur et votre mot de passe (code vendeur et mot de passe utilisés dans votre logiciel de gestion) et appuyer sur [ENVOYER] .

Figure 11. Saisie des identifiants pour envoi des données en Wi-Fi



1.6.2. Vidage des produits dans Smart Rx

Procédure 6. Vider les produits scannés dans Smart Rx

Si les produits n'ont pas encore été bipés :

1. Depuis l'écran principal de Logi-stock, appuyer sur .
2. Scanner rechercher les produits.

La loupe permet une recherche par libellé.

3. Dans Smart Rx, aller dans les menus **Gestion / Étiquettes / Vidage liste produits**.

➡ Si vous possédez la licence SinEtiqu, une question vous demande si vous souhaitez paramétrer en "étiquette électronique" les produits scannés.

Répondre à la question.

➡ La liste des vidages Logi-stock s'affiche en indiquant pour chaque vidage : le nom de l'utilisateur qui a réalisé le vidage, ainsi que la date, l'heure et le nombre de produits scannés.

Produits déjà bipés



Si les produits ont déjà été bipés dans un vidage précédant de moins de 7 jours : aller directement dans Smart Rx, menus Gestion / Etiquettes / Vidage liste produits.

Puis faire H pour Historique des vidages.

4. Sélectionner un ou plusieurs vidages. Si besoin, utiliser la touche <D> ([D Détail du vidage courant]) pour afficher la liste des produits scannés.

Figure 12. Vidages sélectionnés

LISTE DES VIDAGES MOBI-STOCK			
	Nom vendeur	Date et heure	Nombre de lignes
✓	STANISLAS	11/04/2019 16:06	1
✓	STEPHANIE	11/04/2019 14:53	5

D

Détail du vidage courant

*

Valider la sélection

V

Vidage par terminal

H

Historique des vidages

5. Appuyer sur la touche <*> pour valider la sélection des vidages.
6. Valider l'intégration des vidages sélectionnés.
 - ⇒ Les listes des produits des vidages sont envoyées à Smart Rx 360 et sont archivées dans l'historique des vidages.

Historique des vidages



Utiliser la touche <H> ([H Historique des vidages]) pour retrouver un vidage.

Vidage avec un autre terminal



Utiliser la touche <V> ([V Vidage par terminal]) pour réaliser un vidage avec un autre terminal que Logi-stock.

Le vidage pourra aussi être récupéré dans Smart Rx Étiquettes.

1.6.3. Récupération de la liste des vidages dans Smart Rx Étiquettes

La liste des vidages validés dans Smart Rx se récupère lors de la sélection des produits pour lesquels vous souhaitez imprimer des étiquettes.

Procédure 7. Récupérer la liste des vidages Logi-stock

1. Depuis la liste des produits à imprimer, cliquer sur [LISTE DES VIDAGES].

Figure 13. Récupération des vidages Logistique

1

 Produits

2

 Mise en page

3

 Impression

Sélectionnez les étiquettes à imprimer.

LIBELLE DU PRODUIT DE L'ÉTIQUETTE

19.99€

29.99€
25.50€ / Ligne

16 étiquettes
Taille : 35 x 75 mm

☐ Afficher uniquement les produits :

☐ Promotion en cours

☐ Gérés en étiquettes papier

☐ Produits OTC

☐	Code	Libellé ▼	Étiquette papier	Laboratoire	Code Géo	Promo en cours	Prix vente	Stock	Quantité	
☐	3282779128384	AKERAT-S CREME 100ML		AVENE			17,42 €	0	1	
☐	3282770100686	AVENE CALM MASQUE APAISANT 50ML		AVENE			15,95 €	1	1	
☐	3282770100655	AVENE CLEAN LAIT NETT FRAICH 400ML		AVENE			17,90 €	3	1	
☐	3282779003124	AVENE EAU THERMALE AEROS150ML		<aucun>			5,90 €	53	1	
☐	3400385478123	CASTOREUM 5CH TU GRAN.		HOMEOPATHIE LABO			2,35 €	1	1	
☐	3400935281388	LASILIX 40 MG COMP BTE 30		DISTRIPHAR HOECHST	SL		3,12 €	4	1	
☐	3401373654437	NUXE BAUME LEV REVENIEL POT15ML		<aucun>			15,05 €	0	1	

LISTE DES VIDAGES

SUPPRESSION DÉFINITIVE

REPORTER L'IMPRESSION

2. A gauche, cliquer sur un vidage pour afficher la liste des produits scannés.

Listes de produits depuis Mobi-Stock

4 produits à étiqueter

Filter : ☐ Étiquette papier uniquement ☐ Exclure les Stocks à 0

Listes de produits :

22-07-2020 - VENDEUR1 - 5 produits

	Code	Libellé	Étiquette papier	Laboratoire	Code Géo	Prix vente	Stock	Quantité
☒	3400927750304	AMOXICIL/CLAV 1G/125MG ALMUS SAC 8				5,75 €	0	1
☒	3400937832090	BIAFINEACT EMULS TUB 139,5G			RHUM	6,90 €	19	11
☒	3400930036242	HEXASPRAY FRUITS EXO COLLU FL 30G			RHUM	3,95 €	20	21
☒	3400936030879	OFLOXACINE 200MG MERCK CPR SECAB10			RHUM	8,11 €	0	6
☒	3400936714274	SPIRAM/MET 1,5MUI/250MG MCK CPR10				6,04 €	0	5

AJOUTER LES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

Affichage de 1 à 5 sur 5 éléments(1 page)

3. Cliquer sur [AJOUTER LA LISTE] pour ajouter les produits à la liste à imprimer.
4. Cliquer sur un autre vidage et sur [AJOUTER LA LISTE] pour ajouter d'autres produits.
5. Cliquer sur [TERMINER].
6. Depuis la liste des produits, cliquer sur [SUIVANT] pour poursuivre l'impression des étiquettes.